

SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST KIT



Testgerät Extraktionsröhrchen und Stopel Blister mit Flüssigkeit Nasopharyngeal Anterior




ENTWEDER:
Entnahme des
Abstrichs anterior



ODER:
Entnahme des
nasopharyngealen Abstrichs



Flüssigkeit
eintropfen



3 Tropfen
auf Testgerät

Symbolfoto



Allgemeine Informationen

In-vitro-Test zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronavirus-Antigene in Nasentupfer- und Nasenaspiratproben unter Verwendung der schnellen immunochromatographischen Methode.
Die Identifizierung basiert auf den monoklonalen Antikörpern, die für das neue Coronavirus Antigen spezifisch sind.

Produktinformationen

Prinzip:
Schneller Nachweis von Sars CoV 2 Nucleo Protein Antigen
Klinische Sensitivität = 98,06%
Klinische Spezifität = 100,00%

Inhalt

- 25 x Testgeräte
- 25 x sterile Wattestäbchen (Nasopharyngeal)
- 25 x sterile Wattestäbchen (Anterior)
- 25 x Extraktionsröhrchen
- 25 x Düse mit Filter
- 25 x Probenentnahmepuffer (Blister mit Flüssigkeit)
- 1 x Röhrchenständer

Zertifikate

Richtlinie 98/79 / EG, EG